

DRAWING INFORMATION		
DWG NUMBER:	L01446D	REV: 0
DWG DESC.:	INSFLAT 3.75" X 12.50" FOLDED	
	TO 3 3/4" X 1 7/16" PART NO.	
DWG DATE:	10/15/2015	
REV DESC.:		

LEGEND:

- FOLD ———
- ① NO TEXT
- ② ALCON PART NO. & CONTROL DATE - DIRECTION DETERMINED BY COPY.
- ③ RESERVED FOR BAR CODE
- ④ NO TEXT, COLOR OR COATING

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
TOLERANCE: ±1/32"

6526

9015789-0520



OPTI-FREE™ pure moist™

Višenamjenska dezinfekcijska otopina
Višenamjenska otopina za dezinfekciju
Višenamjenski rastvor za dezinfekciju
Većnamjenska dezinfekcijska raztopina

ba Molimo pažljivo pročitajte i sačuvajte ovo uputstvo za buduće korištenje.

OPTI-FREE™ PureMoist™

Višenamjenska dezinfekcijska otopina za silikon-hidrogel i meke kontaktne leće.

DJELOVANJE:

Kada se koristi u skladu sa uputom **OPTI-FREE PureMoist Otopinom**:

- Čisti uklanjajući lipide i proteinske depozite sa vaših kontaktnih leća tokom dezinfekcije i odlaganja.
- **Dezinficira:** Biokompatibilni, dvostruki dezinficijensi POLYQUAD™ i ALDOX™ djeluju protiv štetnih mikroorganizama (bakterija, gljivica i *Acanthamoeba*).
- **Ispiranje:** Može se koristiti za ispiranje i ponovo korištenje vaših kontaktnih leća u bilo kojem trenutku.
- **Čuvanje:** Formulirana je tako da dezinficira i štiti kontaktne leće do 30 dana nakon dezinfekcije.
- **Pruža cjelodnevnu udobnost zahvaljujući HydraGlyde™ Moisture Matrix-u** koji privlači vlagu na vašim lećama i drži leće hidratizirane tijekom cijelog dana. Održava kontinuiranu vlažnost koja omogućava vašem očnom kapku da klizi po površini leće bez iritacije.

Pri svakodnevnoj upotrebi **OPTI-FREE PureMoist** otopine nije potreban poseban enzimski čistak.

Ne čuvajte svoje leće u fiziološkoj otopini umjesto **OPTI-FREE PureMoist** otopine. Fiziološka otopina neće dezinficirati leće.

GLAVNE UPUTE:

- Uklonite zaštitni ometač oko grlića boce u potpunosti prije upotrebe.
- Uvijek operite i osušite ruke prije rukovanja sa lećama.
- Čistite, ponovo pripremite, isperite i dezinficirajte vaše leće svaki put kada ih skinete.
- Uvijek počinite sa istom lećom, desnom ili lijevom, kako biste izbjegli miješanje.
- Nakon upotrebe uvijek ispraznite i isperite spremnik za leće svježom **OPTI-FREE PureMoist** otopinom i ostavite da se osuši na zraku. Nemojte prati leće s vodom.

ZA OPTIMALNE REZULTATE SLIJEDITE OVA UPUTSTVA :

1. Temeljito navlažite svaku stranu leće **OPTI-FREE PureMoist** otopinom. Trljajte leću 20 sekundi.
2. Isprati svaku stranu leću 10 sekundi pod neprekidnim mlazom sa **OPTI-FREE PureMoist** otopinom.
3. Napunite vaš ALCON spremnik za leće svježom **OPTI-FREE PureMoist** otopinom. **Pohranite** leće u zatvoreni spremnik za leće preko noći, najmanje na 6 sati. Nakon namakanja, leće su spremne za nošenje.

Ako na leći ostanu bilo kakvi ostaci, isperite **OPTI-FREE PureMoist** otopinom prije stavljanja.

Možete ostaviti svoje leće u neotvorenom spremniku za leće napunjenom **OPTI-FREE PureMoist** otopinom do 30 dana. Nakon toga vaše leće moraju se očistiti i dezinficirati **OPTI-FREE PureMoist** otopinom prije nošenja.

Uvijek se pridržavajte uputstva vašeg oftalmologa. Ne mijenjajte uputstva za održavanje vaših leća ili vašu otopinu za leće bez konsultacija s vašim oftalmologom.

OPIS:

OPTI-FREE PureMoist je sterilna, puferirana, vodena otopina koja sadrži natrijev citrat, natrijev klorid, borsku kiselinu, sorbitol, aminometilpropanol, sorbitol, dinatrijum EDTA, dva ovlaživača (TETRONIC® 1304† i HydraGlyde™ Moisture Matrix [EOBO-41™-polioksietilen-polioksibutilen]) sa POLYQUAD™-om (polikvaternijum-1) 0.001% i ALDOX™ (miristamidopropil dimetilamin) 0.0006% konzervansa. HydraGlyde Moisture Matrix je zaštićeni višenamjenski blok kopolimer koji je primarno osmišljen za ovlaživanje i podmazivanje silikon-hidrogel leća.

†TETRONIC® je registrirana robna marka kompanije BASF.

INDIKACIJA (Upotreba):

Za upotrebu kod svakodnevnog čišćenja, novog korištenja, ispiranja, uklanjanja naslaga lipida i proteina, sprječavanja stvaranja naslaga lipida, hemijske (ne toplotne) dezinfekcije i čuvanja silikon-hidrogel i mekih (hidrofilnih) kontaktnih leća kako vam je preporučio vaš oftalmolog.

KONTRAINDIKACIJE (Razlog da ne koristite):

Nemojte ga koristiti, ako ste alergični na bilo koji sastojak ovog proizvoda.

UPOZORENJA:

Neophodno je da slijedite uputstva vašeg oftalmologa i sva uputstva na pakiranju za pravilno korištenje i održavanje vaših leća i proizvoda za leće, uključujući i spremnik za leće. Ako imate stalan osjećaj nelagodje u oku, preterano suzenje, promjene vida ili crvenilo oka, ODMAH izvadite vaše leće i obratite se vašem oftalmologu, jer bi se problem mogao pogoršati.

MJERE OPREZA:

- Uvijek koristite svježu **OPTI-FREE PureMoist** otopinu. Nikada nemojte koristiti već iskorištenu otopinu.
- **VIDLJIVO OŠTEĆENJE:** Ne koristite ako je sigurnosna folija oštećena ili nedostaje ili ako je oštećen zatvarač za vidljivo otvaranje.
- Kako bi se izbjegla kontaminacija, ne dodirujte vrhom kapaljke okolne površine.
- Zatvoriti bočicu nakon upotrebe.
- Ne čuvajte na temperaturi ispod 15°C. Ne čuvajte na temperaturi iznad 30°C.
- Bočicu držati dobro zatvorenu kada se proizvod ne koristi.
- Upotrijebiti prije datuma isteka naznačenog na proizvodu.
- Otopinu iskoristiti kroz 6 mjeseci nakon prvog otvaranja.
- Držati van dohvata djece.
- Nije potrebno koristiti toplotnu (termalnu) dezinfekciju.

PAKOVANJE:

OPTI-FREE PureMoist, otopina je sterilizirana filtriranjem, dostupna je u plastičnim bocama različitih zapremina od 60 ml do 470 ml. Bočice i kutije su označene sa serijskim brojem i datumom isteka.

STERILE A

ALCON Posudica za leće



Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas, USA 76134-2099

CE 0123

EC **REP**

Alcon Laboratories Belgium
Lichterveld 3
2870 Puurs-Sint-Amands
Belgium
© 2020 Alcon Inc.

hr Pažljivo pročitajte uputu i sačuvajte je za kasniju upotrebu.

OPTI-FREE™ PureMoist™

Višenamjenska otopina za dezinfekciju leća od silikon hidrogele i mekih kontaktnih leća

DJELOVANJE:

Kada se koristi prema uputama **OPTI-FREE™ PureMoist™** otopina:

- Čisti leće na način da tijekom dezinfekcije i čuvanja odstranjuje naslage proteina i lipida sa površine leće.
- **Dezinficira:** Biokompatibilni, dvostruki dezinficijensi POLYQUAD™ i ALDOX™ djeluju protiv štetnih mikroorganizama (bakterija, gljivica i *Acanthamoeba*).
- **Ispire:** Možete je koristiti za ispiranje i vlaženje kontaktnih leća u bilo koje doba.
- **Čuva:** Namijenjena je za čuvanje leća do 30 dana nakon dezinfekcije.
- **Pruža udobnost tijekom cijelog dana** zahvaljujući **HydraGlyde™ matrici vlaženja** koja privlači vlagu na Vaše leće i održava njihovu vlažnost tijekom dana. Održava postojanu vlažnu oblogu koja omogućuje lagani prijelaz vjeđe preko površine leće bez iritacije.

Kod svakodnevnog korištenja **OPTI-FREE PureMoist** otopine nije potrebno dodatno enzimsko čišćenje.

Ne čuvajte svoje leće u fiziološkoj otopini umjesto u **OPTI-FREE PureMoist** otopini. Fiziološka otopina neće dezinficirati leće.

OPĆE UPUTE:

- Prije korištenja odstranite foliju sa natpisom, koja okružuje vrh bočice.
- Prije rukovanja sa lećama uvijek operite i osušite ruke.
- Očistite, navlažite, isperite i dezinficirajte leće svaki puta kada ih skidate.
- Uvijek rukujte istom lećom, desnom ili lijevom kao prvom, kako bi izbjegli njihovu zamjenu.
- Nakon primjene, uvijek ispraznite i isperite posudicu za leće sa svježom **OPTI-FREE PureMoist** otopinom i ostavite otvorenu da se osuši na zraku. Nemojte prati posudicu za leće sa vodom.

ZA POSTIZANJE OPTIMALNIH REZULTATA SLJEDITE OVE UPUTE:

1. **Temeljito navlažite** svaku stranu leće **OPTI-FREE PureMoist** otopinom. Trljajte leću 20 sekundi.
2. Svaku stranu leće **ispirite** 10 sekundi sa ravnomjernim mlazom **OPTI-FREE PureMoist** otopine.
3. **Napunite** ALCON posudicu za leće sa svježom **OPTI-FREE PureMoist** otopinom. **Čuvajte** leće u zatvorenoj posudici za leće tijekom noći ili najmanje kroz 6 sati. Nakon namakanja, leće su spremne za nošenje.

Ukoliko na kontaktnim lećama ostanu nečistoće, prije stavljanja ih isperite s **OPTI-FREE PureMoist** otopinom.

U zatvorenoj posudici za leće napunjenom **OPTI-FREE PureMoist** otopinom leće mogu stajati do 30 dana. Nakon toga, leće se moraju prije nošenja očistiti i dezinficirati s **OPTI-FREE PureMoist**.

Uvijek slijedite upute koje ste dobili od oćnog specijaliste. Ne mijenjajte postupak za njegu leća i korištenje otopina bez savjetovanja sa svojim oćnim specijalistom.

OPIS:

OPTI-FREE PureMoist je sterilna, puferirana, vodena otopina koja sadrži natrijev citrat, natrijev klorid, borsku kiselinu, sorbitol, aminometilpropanol, dinatrijev edetat, dva sastojka za ovlaživanje (TETRONIC® 1304† i HydraGlyde matricu vlaženja [EOBO – 41– polioksietilen-polioksibutilen]) sa POLYQUAD (polikvaternij-1) 0.001% i ALDOX (miristamidopropildimetilamin) 0.0006% konzervansima. Matrica vlaženja HydraGlyde je zaštićeno ime za multifunkcijski blok kopolimer, koji je prvenstveno namijenjen vlaženju i lubrikaciji leća od silikon hidrogele.

†TETRONIC® je registrirani zaštitni znak tvrtke BASF.

INDIKACIJE (Primjena):

Za primjenu kod svakodnevnog čišćenja, ovlaživanja, ispiranja, uklanjanja depozita proteina, smanjenja nastanka lipida, kemijsku (ne termičku) dezinfekciju i čuvanje leća od silikon hidrogele i mekih (hidrofilnih) kontaktnih leća prema uputama oćnog specijaliste.

KONTRAINDIKACIJE (Razlozi zašto ne koristiti otopinu):

Nemojte primjenjivati ako ste alergični na bilo koji sastojak ovog proizvoda.

UPOZORENJA:

Izuzetno je važno slijediti upute dobivene od oćnog specijaliste i sve priložene upute za pravilno korištenje leća, upute za primjenu proizvoda za njegu leća, uključujući i posudicu za leće. U slučaju trajne nelagodje u oku, prekomjernog suzenja, promjena vida ili crvenila oka, ODMAH skinite leće i potražite savjet oćnog specijaliste jer problem može postati ozbiljniji.

MJERE OPREZA:

- Uvijek koristite svježu **OPTI-FREE PureMoist** otopinu. Nikada ponovno ne koristite otopinu iz posudice za leće.
- **VIDLJIVO OTVARANJE:** Ne koristite ukoliko je sigurnosna folija na poklopcu oštećena ili nedostaje, ili nema poklopca.
- Da bi se izbjegla kontaminacija, izbjegavajte dodir kapaljke s bilo kojom površinom.
- Zatvorite poklopac nakon korištenja.
- Ne čuvajte ispod 15°C. Ne čuvajte iznad 30°C.
- Držite poklopac dobro zatvoren kada ne koristite proizvod.
- Iskoristite prije isteka roka valjanosti označenog na proizvodu.
- Bacite preostalu otopinu šest mjeseci nakon prvog otvaranja.
- Čuvati izvan dohvata djece.
- Nije za primjenu sa toplotnom (termalnom) dezinfekcijom.

PAKIRANJE:

OPTI-FREE PureMoist, koja je sterilizirana filtriranjem, dostupna je u plastičnim boćicama u rasponu veličina od 60 ml do 480 ml. Boćice i pakiranja su označena sa brojem serije i datumom isteka roka valjanosti.

STERILE A

ALCON Posudica za leće



Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas, SAD 76134-2099

CE 0123

EC **REP**

Alcon Laboratories Belgium
Lichterveld 3
2870 Puurs-Sint-Amands
Belgium

© 2020 Alcon Inc.

FRONT



By Goad, Richard

12:04 pm, Jul 13, 2020

REF: CORP-000107

Alcon PACKAGING

ENABLE OVERPRINT PREVIEW!

FILE NAME: 9015789 I OFPM EE8			COLORS: Process Black
ARTIST: Goad, Richard	ART REV: C	DATE: 13.07.2020	
SPECIAL INSTRUCTIONS: SPECIAL INSTRUCTIONS GO HERE			

VENDORS PLEASE READ BELOW

COATING = 38 – 60 gloss units as measured by BYK-Gardner Micro-Gloss 60° gloss meter or similar device.
HIGH GLOSS COATING = No less than 75 gloss units as measured by BYK-Gardner Micro-Gloss 60° gloss meter or similar device.
MATTE COATING = No greater than 25 gloss units as measured by BYK-Gardner Micro-Gloss 60° gloss meter or similar device.

- 15 Molimo pročitajte pažljivo uputstvo i sačuvajte ga za kasniju upotrebu.

OPTI-FREE™ PureMoist™

Višenamenski rastvor za dezinfekciju za silikonska hidrogel i meka kontaktna sočiva

DELOVANJE:

Kada se koristi prema uputstvu OPTI-FREE PureMoist višenamenski rastvor za dezinfekciju:

- **Čisti** uklanjajući svakodnevne ostatke lipida i proteina sa Vaših sočiva tokom dezinfekcije i čuvanja.
- **Dezinfikuje:** Biokompatibilna, dvojna dezinfekciona sredstva POLYQUAD™ i ALDOX™ deluju protiv štetnih mikroorganizama (bakterija, gljivica i Acanthamoeba).
- **Ispiranje.** Koristi se za ispiranje i rekondicioniranje Vaših silikon hidrogel i mekih (hidrofilnih) kontaktnih sočiva.
- **Čuvanje:** Formulisan je tako da dezinfikuje i čuva sočiva do 30 dana posle dezinfekcije.
- **Pruža celodnevni komfor** zahvaljujući **HydraGlyde™ Moisture Matrix** koji sakuplja vlagu sa vaših sočiva i održava sočiva hidratisanim tokom celog dana. Održava stalnu vlažnost koja omogućava da vaš kapak klizi preko površine sočiva bez iritacije.

Pri svakodnevnoj upotrebi **OPTI-FREE PureMoist** višenamenskog rastvora za dezinfekciju nije potreban poseban enzimski čistač. Ne čuvajte svoja sočiva u fiziološkom rastvoru umesto **OPTI-FREE PureMoist** višenamenskog rastvora za dezinfekciju. Fiziološki rastvor neće dezinfikovati sočiva.

OPŠTA UPUTSTVA:

- Pre upotrebe skinite u potpunosti traku oko grlića boce.
- Pre rukovanja sočivima uvek operite i osušite Vaše ruke.
- Čistite, rekondicionirajte, isperite i dezinfikujte Vaša sočiva svaki put kada ih skinete.
- Uvek počinite sa istim sočivom, desnim ili levim, kako bi izbegli da se pomesaju.
- Nakon upotrebe uvek ispraznite i isperite kutijicu za sočiva svežim **OPTI-FREE PureMoist** višenamenski rastvor za dezinfekciju i ostavite da se osuši na vazduhu.

ZA OPTIMALNE REZULTATE, SLEDITE OVA UPUTSTVA:

1. **Potpuno** navlažite svaku stranu sočiva sa **OPTI-FREE PureMoist** višenamenski rastvor za dezinfekciju. Triajte sočivo 20 sekundi.
2. **Isperte** svaku stranu sočiva 10 sekundi pod neprekidnim mlazom **OPTI-FREE PureMoist** višenamenskog rastvora za dezinfekciju.
3. **Napunite** Vašu ALCON kutijicu za sočiva sa svežim **OPTI-FREE PureMoist** višenamenskim rastvorom za dezinfekciju. Čuvajte sočivo u zatvorenoj kutijici za sočivo preko noći ili najmanje 6 sati. Nakon natapanja, sočiva su spremna za nošenje.

Ako se bilo kakvi ostaci nalaze na kontaktnim sočivima, isperite sa **OPTI-FREE PureMoist** višenamenskim rastvorom za dezinfekciju pre stavljanja.

Možete ostaviti svoje sočivo u kutijici za sočiva koja sadrži

OPTI-FREE PureMoist višenamenski rastvor za dezinfekciju do 30 dana. Posle tog vremena, Vaša sočiva moraju biti očišćena i dezinfikovana **OPTI-FREE PureMoist** višenamenskim rastvorom za dezinfekciju pre nošenja.

Uvek sledite uputstva Vašeg oftalmologa. Ne menjajte uputstva za održavanje Vaših sočiva ili Vaš rastvor za održavanje bez konsultacija sa Vašim oftalmologom.

OPIS:

OPTI-FREE PureMoist višenamenski dezinfekcioni rastvor je sterilan, pufervan, vodeni rastvor koji sadrži natrijum-citrat, natrijum-florid, bormu kiselinu, aminometilpropanol, sorbitol, dinatrijum-edetat, dva ovlazivača (TETRONIC 1304T i HydraGlyde Moisture Matrix [EOBO - 41 - polioksietilen-polioksbutilen]) sa POLYQUAD (polikvaternij-1) 0,001% i ALDOX (miristamidopropil dimetilamin) 0,0006% konzervansima. HydraGlyde Moisture Matrix je zaštićeni višenamenski blok kopolimer koji je primarno osmišljen za vlaženje i podmazivanje silikon hidrogel sočiva.

†TETRONIC® je registrovani zaštićeni znak BASF.

INDIKACIJE (Upotreba):

Za upotrebu kod svakodnevnog čišćenja, rekondicioniranja, ispiranja, uklanjanja naslaga lipida i proteina, sprečavanja lipidnih naslaga, hemijske (ne toplotne) dezinfekcije, i čuvanje silikonskih hidrogel i mekih (hidrofilnih) kontaktnih sočiva kako Vam je preporučio Vaš oftalmolog.

KONTRAINDIKACIJE (Razlozi da ne koristite):

Ako ste alergični na bilo koji sastojak ovog proizvoda, nemojte ga koristiti.

UPOZORENJA:

Neophodno je da sledite uputstva Vašeg oftalmologa i sva uputstva na pakovanju za pravilno korišćenje i održavanje Vaših sočiva i proizvoda za održavanje sočiva, uključujući i kutijicu za sočiva. Ako imate stalan osećaj nelagodnosti u oku, preterano suženje, promene vida ili crvenilo oka, ODMAH izvadite Vaša sočiva i obratite se Vašem oftalmologu, jer bi problem mogao postati ozbiljniji.

MERE OPREZA:

- Uvek koristite svež **OPTI-FREE PureMoist** višenamenski rastvor za dezinfekciju. Nikada nemojte koristiti već iskorišćeni rastvor.
- Nemojte koristiti ukoliko je sigurnosni poklopac oštećen ili nedostaje ili ukoliko nedostaje kapica. ☹
- Nikad ne dodirujte vrhom kapaljke neku površinu, kako bi se izbegla kontaminacija.
- Dobro zatvorite poklopac nakon upotrebe.
- Nemojte čuvati na temperaturi manjoj od 15°C. 🌡
- Nemojte čuvati na temperaturi višoj od 30°C. 🌡
- Čuvati bocu čvrsto zatvorenu kada se ne koristi.
- Iskorištite pre isteka roka upotrebe označenog na proizvodu. 🗑
- Bacite prestali rastvor šest meseci nakon prvog otvaranja. 🗑
- Čuvati van domašaja dece. 🚫
- Ne koristite se sa toplotnom (termalnom) dezinfekcijom.

PAKOVANJE:

OPTI-FREE PureMoist višenamenski rastvor za dezinfekciju, koji je sterilisan filtracijom, dostupan je u plastičnim bocama različitih zapremina od 60 ml do 480 mL. Bočice i kutije su označene sa serijskim brojem i datumom isteka.

STERILE A

ALCON kutijica za sočivo

 Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas, USA 76134-2099

 0123

EC REP

Alcon Laboratories Belgium
Lichterveld 3
2870 Puurs-Sint-Amands
Belgium

Nosilac upisa u registar i Distributer:

OPTICUS DDO Beograd, 11000 Beograd,
Knez Mihailova 6

Broj rešenja: 515-02-01282-17-001 od 27.10.2017.

© 2020 Alcon Inc.

- 16 Natančno preberite to navodilo in ga shranite za prihodno uporabo.

OPTI-FREE™ PureMoist™

Većnamenska dezinfekcijska raztopina za leče iz silikonskega hidrogela in mehke kontaktne leče

DELOVANJE:

Če jo uporabljamo v skladu z navodili, **raztopina OPTI-FREE PureMoist**:

- **Čisti** leče, saj med razkuževanjem in shranjevanjem leč odstranjuje z njih usedline beljakovin in maščob.
- **Razkužuje:** Biokompatibilni razkužili POLYQUAD™ in ALDOX™ učinkujeta proti škodljivim mikroorganizmom (bakterijam, glivicam in *Acanthamoeba*).
- **Izpira:** Lahko uporabljate za ispiranje in vlaženje svojih kontaktnih leč ob vsakem času.
- **Shranjuje:** Namenjena je za shranjevanje leč do 30 dni po razkužitvi.
- **Nudi celodnevno udobje** zahvaljujoč **vlažilnemu matriksu HydraGlyde™**, ki privlači vlagu na vaše leče in jih ohranja navlažene ves dan. Vzdržuje nepretrgano vlažno oblogo, ki omogoča nedražeče drsenje vaših očesnih vek po površini leč.

Pri vsakodnevni uporabi **raztopine OPTI-FREE PureMoist** uporaba dodatnega encimskega čistila ni potrebna. Svoje leče shranjujte v raztopini **OPTI-FREE PureMoist** in ne v fiziološki raztopini. Fiziološka raztopina ne bo razkužila leč.

SPLOŠNA NAVODILA:

- Pred uporabo popolnoma odstranite folijo z napisom, ki obkroža vrat plastenke.
- Pred uporabo kontaktnih leč si roke vedno umijte in jih posušite.
- Vsakokrat, ko odstranite leče, jih očistite, navlažite, izperite in razkužite.
- Vedno najprej odstranite isto lečo, bodisi desno ali levo, da ju ne bi zamenjali.
- Po uporabi vedno izpraznite posodico za leče in jo izperite s svežo **raztopino OPTI-FREE PureMoist** ter jo pustite odprto, da se posuši na zraku. Posodice za leče ne smete izpirati z vodo.

ZA NAJBOLJŠI UČINEK SLEDITE NASLEDNJIM NAVODILOM:

1. Vsako stran leče **temeljito navlažite z raztopino OPTI-FREE PureMoist**. Lečo drgnite 20 sekund.
2. Vsako stran leče **izpirajte** 10 sekund z enakomernim curkom raztopine **OPTI-FREE PureMoist**.
3. Posodico za leče **ALCON® napolnite** s svežo raztopino **OPTI-FREE PureMoist**. Leče **shranjujte** v zaprti posodici čez noč ali najmanj 6 ur. Po namakanju v raztopini so leče pripravljene za nošenje.

Če na kontaktnih lečah ostanje nečistote, leče pred ponovnim vstavljanjem izperite z raztopino **OPTI-FREE PureMoist**. V neodprti posodici za leče, ki vsebuje raztopino **OPTI-FREE PureMoist**, lahko leče shranjujete do 30 dni. Po tem času je treba leče pred nošenjem očistiti in razkužiti z raztopino **OPTI-FREE PureMoist**.

Vedno upoštevajte navodila svojega očesnega strokovnjaka. Navodil za nego svojih leč ali raztopine za nego leč ne smete spreminjati, ne da bi se posvetovali s svojim očesnim strokovnjakom.

OPIS:

OPTI-FREE PureMoist je sterilna, pufervana, vodna raztopina, ki vsebuje natrijev citrat, natrijev klorid, borovo kislino, sorbitol, aminometilpropanol, dinatrijev edetat, dve vlažilni sestavini (TETRONIC® 1304T in vlažilni matriks HydraGlyde [EOBO-41-polioksietilen-polioksbutilen]) s konzervansoma POLYQUAD (polikvaternij-1) 0,001% in ALDOX (miristamidopropil dimetilamin) 0,0006%. Vlažilni matriks HydraGlyde je lastniško ime za multifunkcijski blok kopolimer, ki je prvenstveno namenjen vlaženju in lubriciranju silikonsko-hidrogelnih leč.

†TETRONIC® je registrirana blagovna znamka BASF.

INDIKACIJE (uporaba):

Za uporabo pri vsakodnevnem čiščenju, vlaženju, izpiranju, odstranjevanju beljakovinskih usedlin, zmanjševanju odlaganja maščob, kemični (ne termični) dezinfekciji ter shranjevanju leč iz silikonskega hidrogela in mehkih (hidrofilnih) kontaktnih leč v skladu s priporočili vašega očesnega strokovnjaka.


KONTRAINDIKACIJE (razlogi, zakaj ne smete uporabljati raztopine):

Ne uporabljajte, če ste alergični na katerokoli sestavino tega izdelka.

OPOZORILA:

Izredno pomembno je, da upoštevate navodila svojega očesnega strokovnjaka in vsa priložena navodila za pravilno uporabo in nego svojih leč ter za uporabo izdelkov za nego leč, vključno s posodico za leče. V primeru trdovratnega neprijetnega občutka v očesu, čezmernega solzenja, sprememb vida ali rdečine očesa TAKOJ odstranite leče in se posvetujte s svojim očesnim strokovnjakom, saj sicer težave lahko postanejo resnejše.

PREVIDNOSTNI UKREPI:

- Vedno uporabljajte le svežo **raztopino OPTI-FREE PureMoist**.
- Raztopine v posodici za leče ne smete nikoli ponovno uporabiti.
- VIDNA POSKODBA: Ne uporabljajte, če je varnostni obroček na zaporki poškodovan ali če ga ni ali če ni zaporka. ☹
- Da preprečite kontaminacijo, pazite, da se z vrhom kapalnega dela plastenke nikoli ne dotaknete nobene površine.
- Po uporabi plastenke spet zaprite z zaporko.
- Shranjujte pri temperaturi nad 15 °C. Shranjujte pri  temperaturi do 30°C.
- Plasterko shranjujte tesno zaprto, ko je ne uporabljate.
- Raztopino porabite pred iztekom roka uporabnosti, ki je označen na izdelku. 🗑
- Zavrzite svo raztopino, ki je ne porabite v roku šestih mesecev po prvem odprtju plastenke. 🗑
- Shranjujte nedosegljivo otrokom. 🚫
- Ni primerno za uporabo s toplotno (termično) dezinfekcijo.

PAKIRANJE:

OPTI-FREE PureMoist, ki je sterilizirana s filtracijo, je na voljo v plastenkah velikosti od 60 ml do 480 ml. Plasterke in škatle so označene s serijsko številko in datumom izteka roka uporabnosti.

STERILE A

ALCON posodica za leče

 Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas, ZDA 76134-2099

 0123

EC REP

Alcon Laboratories Belgium
Lichterveld 3
2870 Puurs-Sint-Amands
Belgium

© 2020 Alcon Inc.

BACK