











ALCON® Vision Care ponudba kontaktnih leč



Dnevne kontaktne leče:

Produkt, embalaža, pakiranje in šifra izdelka	Urnik menjave	Parametri	Tehnične značilnosti
D-dioptrija; C-cilinder; A-os v °; Add- adicija: LO do +1.00, MED +1.25 do +2.00, HI nad + 2.00. M-material; VV-vsebnost vode; DK/T- prepustnost za kisik pri -3,00D; BK-bazna krivina (mm); DIAM- premer (mm); DC- debelina centra -3,00D (mm)			
DAILIES TOTAL1®  pakiranje po 30 leč: DT130 pakiranje po 90 leč: DT190	enodnevne leče za enkratno uporabo	+6.00 do -12.00 +6.00 do + 0.50 (po 0.25D) -0.50 do -6.00 (po 0.25D) -6.50 do -12.00 (po 0.50D)	M: Delefilcon A VV: 33 >80% DK/T: 156 BK: 850 DIAM:14.1 DC: 0.09
DAILIES TOTAL1® Multifocal  pakiranje po 30 leč: DT1M30	enodnevne leče za enkratno uporabo	+6.00 do -10.00 (po 0.25D) Add: LO, MED, HI	M: Delefilcon A VV: 33 >80% DK/T: 156 BK: 850 DIAM:14.1 DC: 0.09
DAILIES® AquaComfort Plus®  pakiranje po 30 leč: DAP30 pakiranje po 90 leč: DAP90	enodnevne leče za enkratno uporabo	+8.00 do -15.00 +8.00 do +6.50 (po 0.50D) +6.00 do +0.50 (po 0.25D) - 0.50 do -6.00 (po 0.25D) - 6.50 do -15.00 (po 0.50D)	M: Nelfilcon A VV: 69% DK/T: 26 BK: 870 DIAM:14.0 DC: 0.1
DAILIES® AquaComfort Plus® Toric  pakiranje po 30 leč: DAPT30	enodnevne leče za enkratno uporabo	+4.00 do -8.00 plan do -6.00 (po 0.25D) C: -0.75, -1.25, -1.75 A: 10°- 180°, 10° C: -2.25 A: 10°, 20°, 70-110°, 160-180° -6.50 do -8.00 (po 0.50D) +0.25 do +4.00 (po 0.25D) C: -0.75, -1.25, -1.75 A: 10°, 20°, 70 - 110°, 160-180° C: -2.25 A: 10°, 20°, 160-180°	M: Nelfilcon A VV: 60% DK/T: 26 BK: 880 DIAM:14.4 DC: 0.1
DAILIES® AquaComfort Plus® Multifocal  pakiranje po 30 leč: DAPM30	enodnevne leče za enkratno uporabo	+6.00 do -10.00 (po 0.25D) Add: LO, MED, HI	M: Nelfilcon A VV: 60% DK/T: 26 BK: 870 DIAM:14.0 DC: 0.1





Mesečne kontaktne leče:

Produkt, embalaža, pakiranje in šifra izdelka	Urnik menjave	Parametri	Tehnične značilnosti
D-dioptrija; C-cilinder; A-os v °; Add- adicija: LO do +1.00, MED +1.25 do +2.00, HI nad + 2.00. M-material; VV-vsebnost vode; DK/T- prepustnost za kisik pri -3,00D; BK-bazna krivina (mm); DIAM- premer (mm); DC- debelina centra -3,00D (mm)			
AIR OPTIX® NIGHT&DAY AQUA  pakiranje po 3 leče: NDA3 pakiranje po 6 leč: NDA6	24 urna nošnja do 30 dni	+6.00 do -10.00 +6.00 do -8.00 (po 0.25D) -8.50 do -10.00 (po 0.50D)	M: Lotrafilcon A VV: 24% DK/T: 175 BK: 840 in 860 DIAM:13.8 DC: 0.08
AIR OPTIX® plus HydraGlyde®  pakiranje po 3 leče:AOAH3 pakiranje po 6 leč: AOAH6	dnevna nošnja do 30 dni, ki vključuje 24 urno nošnjo do 6 dni	+8.00 do -12.00 +6.00 do -8.00 (po 0.25D) -8.50 do -12.00 (po 0.50D) +6.50 do +8.00 (po 0.50D)	M: Lotrafilcon B VV: 33% DK/T: 138 BK: 860 DIAM:14.2 DC: 0.08
AIR OPTIX® plus HydraGlyde® for ASTIGMATISM  pakiranje po 3 leče: AOHT3 pakiranje po 6 leč: AOHT6	dnevna nošnja do 30 dni	+6.00 do -10.00 +6.00 do -6.00 (po 0.25D) -6.50 do -10.00 (po 0.50D) C: -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 A: 10° - 180° (po 10°)	M: Lotrafilcon B VV: 33% DK/T: 108 BK: 870 DIAM:14.5 DC: 0.102(-3,00D, -075, 180°)
AIR OPTIX® plus HydraGlyde® MULTIFOCAL  pakiranje po 3 leče: AOHM3 pakiranje po 6 leč: AOHM6	dnevna nošnja do 30 dni, ki vključuje 24 urno nošnjo do 6 dni	+6.00 do -10.00 (po 0.25D) Add: LO, MED, HI	M: Lotrafilcon B VV: 33% DK/T: 138 BK: 860 DIAM:14.2 DC: 0.08
AIR OPTIX® AQUA  pakiranje po 3 leče: AOA3 pakiranje po 6 leč: AOA6	dnevna nošnja do 30 dni, ki vključuje 24 urno nošnjo do 6 dni	+6.00 do -10.00 +6.00 do -8.00 (po 0.25D) -8.50 do -10.00 (po 0.50D)	M: Lotrafilcon B VV: 33% DK/T: 138 BK: 860 DIAM:14.2 DC: 0.08







In Service of Eye Health

<p>AIR OPTIX® AQUA for ASTIGMATISM</p>  <p>pakiranje po 3 leče: AOT3 pakiranje po 6 leč: AOT6</p>	<p>dnevna nošnja do 30 dni</p>	<p>+6.00 do -10.00</p> <p>+6.00 do -6.00 (po 0.25D) -6.50 do -10.00 (po 0.50D)</p> <p>C: -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 A: 10° - 180° (po 10°)</p>	<p>M: Lotrafilcon B VV: 33% DK/T: 108 BK: 870 DIAM:14.5 DC: 0.102</p>
<p>AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL</p>  <p>pakiranje po 3 leče: AOM3 pakiranje po 6 leč: AOM6</p>	<p>dnevna nošnja do 30 dni, ki vključuje 24 urno nošnjo do 6 dni</p>	<p>+6.00 do -10.00 (po 0.25D)</p> <p>Add: LO, MED, HI</p>	<p>M: Lotrafilcon B VV: 33% DK/T: 138 BK: 860 DIAM:14.2 DC: 0.08</p>

Mesečne barvne kontaktne leče:

Produkt, embalaža, pakiranje in šifra izdelka	Urnik menjave	Parametri	Tehnične značilnosti
<p>D-dioptrija; B-barve; M-material; VV-vsebnost vode; DK/T- prepustnost za kisik pri -3,00D; BK-bazna krivina (mm); DIAM- premer (mm); DC- debelina centra -3,00D (mm)</p>			
<p>AIR OPTIX® COLORS ZA SVETLE IN TEMNE OČI</p>  <p>pakiranje po 2 leči:AOAC2</p>	<p>dnevna nošnja</p>	<p>+6.00 do -8.00</p> <p>+6.00 do -6.00 (po 0.25D) -6.50 do -8.00 (po 0.50D)</p> <p>B diskretne: Pure Hazel, Blue, Green, Grey, Brown, Honey</p>  <p>B živahne: Brilliant Blue, Gemstone Green, Sterling Grey, Amethyst, True Sapphire, Turquoise</p> 	<p>M: Lotrafilcon B VV: 33% DK/T: 138 BK: 860 DIAM:14.2 DC: 0.08</p>
<p>FRESHLOOK® COLORBLEND® ZA SVETLE IN TEMNE OČI</p> 	<p>dnevna nošnja do 30 dni</p>	<p>+6.00 do -8.00</p> <p>+2.00 do -6.00 (po 0.25D) +2.00 do +6.00 (po 0.50D) -6.00 do -8.00 (po 0.50D)</p> <p>B diskretne: True Sapphire, Grey, Blue, Green, Pure Hazel, Brown, Amethyst, Turquoise</p>	<p>M: Phemfilcon A VV: 55% DK/T: 20 BK: 860 DIAM:14.5 DC: 0.08</p>

In Service of Eye Health

<p>pakiranje po 2 leči: FLB2</p>		 <p>B živahne: Sterling Grey, Brilliant Blue, Gemstone Green, Honey</p> 	
<p>FRESHLOOK® COLORS™ ZA TEMNE OČI</p>  <p>pakiranje po 2 leči: FLC2</p>	<p>dnevna nošnja do 30 dni</p>	<p>+6.00 do -8.00</p> <p>+2.00 do -6.00 (po 0.25D) +2.00 do +6.00 (po 0.50D) -6.00 do -8.00 (po 0.50D)</p> <p>B: Misty Grey, Sapphire Blue, Hazel, Violet, Blue, Green</p> 	<p>M: Phemfilcon A VV: 55% DK/T: 20 BK: 860 DIAM:14.5 DC: 0.08</p>
<p>FRESHLOOK® DIMENSIONS™ ZA SVETLE OČI</p>  <p>pakiranje po 2 leči (plano): FLD2 pakiranje po 6 leč (dioptrija): FLD6</p>	<p>dnevna nošnja do 30 dni</p>	<p>+6.00 do -8.00</p> <p>+2.00 do -6.00 (po 0.25D) +2.00 do +6.00 (po 0.50D) -6.00 do -8.00 (po 0.50D)</p> <p>B: Carribean Aqua, Pacific Blue, Sea Green</p> 	<p>M: Phemfilcon A VV: 55% DK/T: 20 BK: 860 DIAM:14.5 DC: 0.08</p>

EMEA

EMEA, d.o.o.
Savinjska cesta 2, 3310 Žalec
m: + 386 51 288 013
f: + 386 3 713 35 14
e: veleprodaja@irman.si
www.emea.si



Authorized Distributor